

SCHEDA TECNICA

MASCHERINA IN TNT CON LACCI

Fabbricante	Imesi Italia Srl
Nome commerciale	Mascherina in TNT con lacci
Codice	IMI.MASK.01
Decreto Legge	DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Marchio CE	Non richiesto

In ottemperanza all' art. 16 del D.L. "Cura Italia" del 17/03/2020 n. 18, il prodotto è destinato agli individui presenti sull' intero territorio nazionale ad eccezione degli operatori sanitari e dei lavoratori che, nello svolgimento della loro attività, sono impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale minima di un metro, o per i quali è prescritto l'uso di specifici dispositivi di sicurezza.

CARATTERISTICHE TECNICHE MASCHERINA IN TNT

- TNT triaccoppiato;
- Stringi naso costituito da un filo metallico rivestito di polipropilene che rende la mascherina conformabile al viso;
- Leggere, morbide e non rilasciano pelosità;
- I lacci assicurano una perfetta conformabilità;

IMESI ITALIA srl

Sede legale : Corso Sicilia, 24 - 95131 Catania - Tel. 095/7152860 - Fax 095/311844 - P.IVA 05311240872
Stabilimento di produzione: Z.I. Dittaino scalo, 94010 Assoro (EN) Email:info@imesiitalia.com



DESCRIZIONE

Mascherina in TNT a tre strati, con lacci e stringi naso conformabile.

IMPIEGO

La mascherina in TNT è utilizzata per la copertura del viso (naso e bocca).

COLORE

Blu

STERILITA'

La mascherina in TNT è non sterile.

CARATTERISTICHE TNT:

Caratteristiche	Unità di misura	Metodo	Valore	EN 13795-3
Resistenza penetrazione microbica Umido	Bl	ISO 22610	6	6
Resistenza alla penetrazione di liquidi	cm H ₂ O	EN 20811	139	> = 100
Resistenza alla trazione (asciutto)	N/50mm	EN ISO 29073 - 3	72,6	> = 20
Resistenza alla trazione (bagnato)	N/50mm	EN ISO 29073 - 3	53,7	> = 20

Requisiti di biocompatibilità	Normativa	Risultato
Citotossicità	ISO 10993	negativo

AVVERTENZE

- Conservare in luogo fresco e asciutto lontano dalla luce diretta del sole e da sorgenti di calore;
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso;
- Smaltire secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- La mascherina in TNT è monouso e non può essere riutilizzabile.